

# 小型冷却水循環装置 CCA-1122A・1122S型

小型冷却水循環装置CCA型シリーズに環境負荷を大幅に低減する、CCA-1122A・1122S型が加わりました。低GWP冷媒R448A(GWP値1386)を使用しています。



CCA-1122A型

	新製品(低GWP製品)		従来製品	
型式	CCA-1122A	CCA-1122S	CCA-1112A	CCA-1112S
製品コードNo.	282310	282320	268450	266030
温度調節範囲	-10~20℃		-20~30℃	
温度調節範囲	±1℃(0~20℃設定時) ±2℃(-10~-1℃設定時)		±1℃(0~20℃設定時) ±2℃(-20~-1℃設定時)	
冷却能力	420W(at液温10℃時) 270W(at液温-10℃時)		450W(at液温10℃時) 310W(at液温-10℃時)	
冷凍機・冷媒	空冷式 450W・R448A		空冷式 450W・R404A	
<b>GWP値 (地球温暖化係数)</b>	<b>1,386</b>		<b>3,920</b>	
外部入出力	真空コントローラー用通信端子 (NVC-3000型用)、 エバポレーター用通信端子 (N-1210型用)	警報出力端子: 無電圧接点(a接点) AC100V/DC12A Max.1A	真空コントローラー用通信端子 (NVC-3000型用)、 エバポレーター用通信端子 (N-1210型用)	警報出力端子: 無電圧接点(a接点) AC100V/DC12A Max.1A
価格(税抜)	¥200,000	¥235,000	¥195,000	¥228,000

※ 全機種共通:外部循環能力 最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m(50/60Hz)